



Désinfection

Laboratoires  
**ROCHEX**

pH	7.5-8.5		
	CONTACT ALIMENTAIRE	Conforme à l'arrêté du 19.12.2013	

Conforme CE n° 648/2004

# VIDOSPRAY

## Nettoyant Désinfectant Spécial VO Prêt à l'emploi

### INTERETS

- Très bonnes qualités nettoyantes et désinfectantes
- Surodorant grâce à son puissant parfum pin
- Parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection d'équipements et matériels utilisés en collectivités, dont les locaux techniques, locaux à ordures, poubelles.

### CARACTERISTIQUES

- Applications multiples hors sols : surfaces hautes, objets, poubelles, containers, vide-ordures, gaines VO...
- Système de pulvérisation mousse (sans émission de particules respirables).
- Laisse une agréable et intense odeur de pin

### DESTINATION

- Collectivités, Régies d'immeuble, Crèches, Industries, Secteur alimentaire...
- S'utilise sur tout type de surfaces.

### FORMULATION ET APPLICATION

- Formulation bactéricide et levuricide.
- Substances actives biocides Chlorure de Didécyl Diméthyl ammonium [7173-51-5] : 0.04% p/p, Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium [68391-01-5] : 0.04% p/p
- Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. FDS sur demande ([fds@laboratoires-rochex.fr](mailto:fds@laboratoires-rochex.fr))

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.



# VIDOSPRAY

## UTILISATION

- Prêt à l'emploi.
- Pulvérisation
- Temps de contact : 15 minutes

## REFERENCES

- Pulvérisateur 750 ml : 130 290
- Code GTIN 6 x 750 mL : 3760384721096

- Code douanier : 38089410

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
<b>BACTERICIDE</b>			
<b>EN1276/EN13697/EN16615</b> En conditions de saleté	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <input type="checkbox"/> <i>Enterococcus hirae</i> <input type="checkbox"/> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 15 min	pur
<b>EN1276/EN13697</b> En conditions de saleté	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>		
<b>LEVURICIDIE</b>			
<b>EN1650/EN13697/EN16615</b> En conditions de saleté	<input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	pur