



Désinfection



Laboratoires
ROCHEX

pH	8-9		
☐ Plusieurs senteurs disponibles : AGRUMES, FLORAL, PIN			
☐ Code douanier : 38089410			

HYGIFLOR

Détergent Désinfectant Désodorisant (3D)

INTERETS

- ☐ Assure le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des locaux
- ☐ Elimine les salissures usuelles quotidiennement
- ☐ Formule concentrée bactéricide, levuricide, fongicide et virucide

CARACTERISTIQUES

- ☐ Très forte rémanence du parfum
- ☐ Très bon pouvoir détergent
- ☐ pH neutre

DESTINATION

- ☐ Collectivités, Régies d'immeuble, Bureaux, Crèches, Ehpad, Etablissements de santé, Industries
- ☐ S'utilise sur tous types de sols et surfaces (hors surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Substances actives biocides TP2 : Chlorure de Didécyl Diméthyl ammonium [7173-51-5] : 2,5% p/p (substance active pure) / 2.75% p/p (substance active technique), Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium [68424-85-1] : 2,5%p/p (substance active pure) / 2.57 % p/p (substance active technique).
- ☐ Ne nécessite pas de rinçage

UTILISATION

- ☐ Manuelle: tous systèmes de lavage (lavage à plat, pistolets moussers, lavette microfibre ou non tissée).
- ☐ Dosage : 0.75% à 5% selon le spectre de désinfection souhaité
- ☐ Temps de contact : 15 minutes
- ☐ Conserver les dosettes à l'abri de la chaleur

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.



HYGIFLOR

REFERENCES

Version Agrumes

- ☐ Dosette 20 ml : 110 412
GTIN Carton 250x20 ml : 3760384721041
- ☐ Bidon 5 L : 110 415
GTIN Carton 2x5L : 3760384721034

Version Floral

- ☐ Dosette 20 ml : 110 422
GTIN Carton 250x20 ml : 3760384721027
- ☐ Bidon 5 L : 110 425
GTIN Carton 2x5L : 3760384721010

Version Pin

- ☐ Dosette 20 ml : 110 432
GTIN Carton 250x20 ml : 3760384721065
- ☐ Bidon 5 L : 110 435
GTIN Carton 2x5L : 3760384721058

NORMES des domaines collectivités, institutions, industries (hors agroalimentaires) en conditions de saleté : 3g/L BSA

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE			
EN1276/EN13697/EN16615	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ☐ <i>Escherichia coli</i> ☐ <i>Enterococcus hirae</i> ☐ <i>Staphylococcus aureus</i> ☐ <i>Salmonelle typhimurium</i> ☐ <i>Listeria monocytogènes</i> ☐ <i>Enterococcus faecium</i>	20°C / 15 min	0.75%
EN1276/EN13697/EN16615	☐ <i>Legionella pneumophila</i>	20°C / 15 min	1%
LEVURICIDIE			
EN1650/EN13697/EN16615	☐ <i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	0.75%
FONGICIDIE			
EN1650/EN13697	☐ <i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 30 min	5%
VIRUCIDIE - <i>Virus enveloppés</i> - * L'activité sur MVA valide une efficacité sur les virus enveloppés			
EN14476 /EN16777	☐ <i>Vacciniavirus (MVA)</i> ☐ <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i>	20°C / 15 min	1.5% 1%

NORMES du Domaine médicale en conditions de saleté : 3g/L BSA

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE			
EN13727/EN17387/EN16615	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ☐ <i>Enterococcus hirae</i> ☐ <i>Staphylococcus aureus</i> ☐ <i>Escherichia coli</i>	20°C / 15 min	1.5%
LEVURICIDIE			
EN13624/EN16615 EN17387 (sans action mécanique)	☐ <i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	1.5% 2%
FONGICIDIE			
EN13624/EN17387	☐ <i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 45 min	4%
VIRUCIDIE - <i>Virus enveloppés</i> - * L'activité sur MVA valide une efficacité sur les virus enveloppés			
EN14476 /EN16777	☐ <i>Vacciniavirus (MVA)</i> ☐ <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i>	20°C / 15 min	2% 1.5%