



pH	8-9		
☐ A partir de 0,5%			
☐ Code douanier : 38089410			

SOLIFLOR 3D Lavande

Détergent Désinfectant Désodorisant (3D)

INTERETS

- ☐ Assure le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des locaux
- ☐ Elimine les salissures usuelles quotidiennement
- ☐ Formule concentrée bactéricide et levuricide.

CARACTERISTIQUES

- ☐ Très forte rémanence du parfum Lavande
- ☐ Très bon pouvoir détergent
- ☐ pH neutre

DESTINATION

- ☐ Collectivités, Régies d'immeuble, Bureaux, Crèches, Ehpad, Etablissements de santé, Industries
- ☐ S'utilise sur tous types de sols et surfaces (hors surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Substances actives biocides TP2 : Chlorure de Didécyl Diméthyl ammonium [7173-51-5] : 2,5% p/p, Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium [68391-01-5] : 2,5%p/p
- ☐ Ne nécessite pas de rinçage

UTILISATION

- ☐ Manuelle: tous systèmes de lavage (lavage à plat, pistolets moussers, lavette microfibre ou non tissée).
- ☐ Dosage : à partir de 0.5%
- ☐ Temps de contact : 15 minutes
- ☐ Conserver à une température entre 5 et 50°C

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.



SOLIFLOR 3D Lavande

REFERENCES

- ☐ Bidon 5 L : 210 005
- ☐ GTIN Carton 2x5L : 3760384721089

NORMES des domaines collectivités, institutions, industries (hors agroalimentaires) en conditions de saleté : 3g/L BSA

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE			
EN1276/ EN16615 Avec action mécanique	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ☐ <i>Enterococcus hirae</i> ☐ <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 15 min	0.5%
EN1276/EN13697 Sans action mécanique	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ☐ <i>Escherichia coli</i> ☐ <i>Enterococcus hirae</i> ☐ <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 15 min	1%
LEVURICIDIE			
EN1650/EN16615 Avec action mécanique	☐ <i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	0.5%
EN1650/EN13697 Sans action mécanique	☐ <i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	1%